

GlucoContro.online

Maak op afstand verbinding met de gegevens van uw patiënten*



Nodig uw patiënten uit om hun bloedglucoseresultaten te delen en help hen zo bij hun diabetesmanagement.

<https://glucocontro.online>

*Patiënten moeten geregistreerd zijn op GlucoContro.online en dienen toestemming te geven om hun gegevens met hun medisch zorgverlener te delen

Makkelijke toegang tot patiënteninformatie

Beschikbaar op één scherm met één enkele klik



Snel en eenvoudig toegang
tot CONTOUR®DIABETES
app gegevens, opgeslagen in
CONTOUR®CLOUD



Gepersonaliseerde
informatie over elke
geregistreerde patiënt
(doelwaarden, tijdsspannes)

Tabel met
algemene
statistieken en
volledige lijst van
geregistreerde
patiënten



Enzo Peeters ✓

36 Leeftijd Type 1



Rapporten genereren
(inclusief AGP-
rapport*, PDF, print)



Een beveiligde
omgeving voor uw
patiënten om informatie
met u te delen



Download
resultaten van
CONTOUR® meters

Snel overzicht
van gegevens met
kleurgecodeerde
grafieken



*Ambulant glucoseprofiel


Een nieuwe manier om bloedglucoseresultaten te bekijken

Geeft inzicht in glucosewaarden dankzij:


Snelkeuzemenu



Samenvatting: relevante informatie voor besluitvorming



Glucoseconcentratieniveaus:
om het percentage aan metingen
voor elke glucoseconcentratie te
bekijken



Verdeling glucoseconcentratie:
bekijk de variabiliteit van glucosemetingen



Meettabel:
eenvoudige
weergave van
alle verzamelde
metingen voor
elke dag

	Totaal	Gemiddelde	Mediaan	Std.afwijking	Hoogste	Laagste	Hoog	Streefwaarde	Laag
Alle	16	9.5 mmol/L	9.9 mmol/L	4.3 mmol/L	16.8 mmol/L	2.3 mmol/L	43.75%	43.75%	12.5%
Nuchter	3	3.8 mmol/L	3.7 mmol/L	1.6 mmol/L	5.4 mmol/L	2.3 mmol/L	0%	33.33%	66.67%
Voor de maaltijd	3	8.7 mmol/L	9.8 mmol/L	2.4 mmol/L	10.3 mmol/L	5.9 mmol/L	33.33%	66.67%	0%
Na de maaltijd	5	13.6 mmol/L	15.0 mmol/L	3.4 mmol/L	16.8 mmol/L	9.4 mmol/L	80%	20%	0%
Geen markering	5	9.3 mmol/L	9.9 mmol/L	2.9 mmol/L	12.7 mmol/L	4.6 mmol/L	40%	60%	0%

Samenvatting resultaten:

voor een meer gedetailleerde samenvatting van de bloedglucose van de patiënt (BG)

Eenvoudige onboarding en uitnodiging voor patiënten

Registreer in 3 simpele stappen

1. Ga naar **GlucoContro.online** en klik op registreren
2. Vul de informatie in
3. Wacht op de goedkeuring van de zorgverlener*

Klik op “Nieuwe patiënt toevoegen”

Account aanmaken

Accounttype


Patiënt
☐


Zorgverlener
☒


verzorg
☐

Kies dit type account als bij u diabetes is vastgesteld.

Kies dit type account als u een beroeps-beoefenaar in de gezondheidszorg bent.

Kies dit type account als u voor iemand met diabetes wilt zorgen, maar u bent geen diabetespatiënt.

E-mailadres


Vul e-mailadres in

Voornaam

Vul voornaam in

Achternaam

Vul achternaam in



Nieuwe patiënt toevoegen

Handmatig ☒ QR code ☐

Voornaam

Vul voornaam in

Achternaam

Vul achternaam in

☐ Ik wil een e-mailuitnodiging sturen naar deze patiënt

Land

Nederland

Optionele informatie

Nieuwe patiënt toevoegen



De  geeft aan dat uw patiënt de uitnodiging heeft aanvaard



Enzo Peeters 
36 Leeftijd Type 1



0800 23522937
info@ascensia.ascensia.nl
<https://www.diabetes.ascensia.nl>

*Dit kan tot 24 uur duren

© 2025 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rechten voorbehouden.

Ascensia, het Ascensia Diabetes Care logo en Contour zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple en het Apple-logo zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. App Store is een service van Apple Inc. Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden. Er mag geen relatie of goedkeuring worden afgeleid of geïmpliceerd.

LMR-ADC-NL-2025022-L-NL